


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bin1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000499

Número de artículo: CM0003542



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo anti BIN2 validado para WB, IHC-P, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigar la curvatura de la membrana, la formación de túbulos T, la endocitosis y la actividad de MYC. Adecuado para investigación de diagnóstico clínico y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BIN1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	274
ID de Gen	274
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-593 del BIN1 humano (NP_647601.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00499
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo