


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bin1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Número de artículo: CM0006659



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BIN1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. BIN1 (Amfifisina II) regula la curvatura de membrana, la endocitosis y la formación de túbulos T. Ideal para investigación en neurociencia y musculatura.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | BIN1 Rabbit mAb                                                                                                                                            |
| Observaciones/Alíase | CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1                                                                                                                            |
| Especie              | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 274                                                                                                                                                        |
| GeneID               | 274                                                                                                                                                        |
| Inmunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 511-593 de la BIN1 humana (NP_647593.1) |
| Origen               | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría            | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                   |
| Aplicación           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada  | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS                | O00499                                                                                                                                                     |
| Peso de la proteína  | 65kDa                                                                                                                                                      |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |