


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bin1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000499

Número de artículo: CM0020810



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-BIN1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta BIN1 humano y de rata (~65 kDa). Ideal para la investigación sobre remodelación de membranas, endocitosis y enfermedades neuromusculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	274
GeneID	274
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-409 del BIN1 humano (NP_647601.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	000499
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo