

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bin2 Para Wb Y Elisa - Q39011

Número de artículo: CM0019531

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad dirigido contra BIN2 (proteína quinasa eta relacionada con shaggy) de Arabidopsis thaliana. Adecuado para Western blot y ELISA. Regulador negativo de la señalización de brasinoesteroides. UniProt Q39011.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo BIN2
Observaciones/Alíase	ATSK21; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2; DWARF 12; DWF12; F28A21.120; F28A21_120; SHAGGY-LIKE KINASE 21; SK21; UCU1; ULTRACURVATA 1; BIN2
Especie	Arabidopsis thaliana
ID del gen	827605
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 281-380 de BIN2 de Arabidopsis thaliana (NP_193606.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q39011
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo