

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bin3 Para Wb, Elisa - Q9Nqy0

Número de artículo: CM0018445

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-BIN3 para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con BIN3 humano, de ratón y de rata (~30 kDa). Ideal para investigación de división celular y del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BIN3
Observaciones/Alias	BIN3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55909
ID del Gen	55909
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-253 de BIN3 humano (NP_061158.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQY0
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo