

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Biotina Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000021

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-biotina de alta especificidad para Western blot (WB) y ELISA. Validado con inmunógeno de péptido sintético. Amplio rango de reactividad cruzada predicha. Ideal para la detección de biotina en investigación y flujos de trabajo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Biotina
Especie	Humano
GenElD	CAS:58-85-5
Inmunógeno	Péptido sintético Biotina
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Otro (Rango Amplio Predicho)
Envío	Bolsa de hielo