

Anticuerpo Policlonal Anti-Biotinidasa (Btd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43251

Número de artículo: CM0029710

Introducción

El pAb de conejo anti-BTD se dirige a la biotinidasa humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de la biotina y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo BTD
Observaciones/Alias	BTD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	686
GeneID	686
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 284-543 de la BTD humana (NP_000051.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43251
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo