


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bip/Grp78 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11021

Número de artículo: CM0012156



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra BiP/GRP78 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de estrés del retículo endoplásmico, plegamiento de proteínas y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. mAb de Ratón Anti-BiP/GRP78
Observaciones/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3309
GeneID	3309
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético derivado de BiP/GRP78 humano.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11021
Peso Molecular de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo