


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bip/Grp78 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11021

Número de artículo: CM0016258



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra BiP/GRP78 humano (HSPA5). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el estrés del RE y las chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BiP/GRP78 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3309
ID del gen	3309
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 de BiP/GRP78 humano (NP_005338.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P11021
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo