


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bip/Grp78 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

Número de artículo: CM0013569



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BiP/GRP78 validado para Western blot (WB), IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reconoce BiP de humano, ratón y rata, una chaperona del retículo endoplasmático implicada en el plegamiento de proteínas y la UPR. Ideal para la investigación de estrés en el RE y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BiP/GRP78 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3309
GeneID	3309
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-654 de BiP/GRP78 humano (NP_005338.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11021
Peso Proteico	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo