


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) - Q96Ca5

Número de artículo: CM0012990



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BIRC7 (Livin, KIAP) humano. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con humanos, ratón y rata. Ideal para investigación sobre apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | BIRC7 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (Humano) | 79444                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 de BIRC7 humano (NP_647478.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reacción cruzada    | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q96CA5                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 33kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |