


Anticuerpo Policlonal Anti-Birc7 Para Wb, Elisa - Q96Ca5

Número de artículo: CM0026285



Introducción

pAb de conejo anti-BIRC7 validado para la detección por WB y ELISA de BIRC7 humano y de ratón (Livin/ML-IAP). Ideal para la investigación sobre apoptosis y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BIRC7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	79444
ID de gen	79444
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 de BIRC7 humano (NP_647478.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96CA5
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo