


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Blbp/Fabp7 Para Wb, If-P, Elisa - O15540

Número de artículo: CM0006688



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra BLBP/FABP7 humana, una proteína de unión a lípidos cerebrales implicada en el desarrollo del SNC. Validado para WB, IF-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BLBP/FABP7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; BLBP/FABP7
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2173
GenelD	2173
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de BLBP/FABP7 humana (NP_001437.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15540
Peso Proteico	14KDa/18KDa
Envío	Bolsa de hielo