

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bloc1S6 Para Wb Y Elisa - Q9UI45

Número de artículo: CM0026193

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BLOC1S6 validado para Western Blot (WB) y ELISA. Detecta BLOC1S6/pallidina humana, de ratón y de rata, una subunidad del complejo BLOC-1 esencial para la biogénesis de orgánulos relacionados con lisosomas y el transporte intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BLOC1S6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PA; HPS9; PLDN; BLOS6; PALLID; BLOC1S6
Especie	Humano
GeneID	26258
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de BLOC1S6 humano (NP_036520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL45
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo