


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-BLVRB Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P30043

Número de artículo: CM0025745



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BLVRB (FLR, BVRB) humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la degradación del hemo, la biología redox y la señalización de insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BLVRB Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
Especie	Humano
ID genético (Humano)	645
ID genético	645
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 de la BLVRB humana (NP_000704.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30043
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo