

Anticuerpo Monoclonal Anti-Bmal1 Para Wb, Elisa - 000327

Número de artículo: CM0005507



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra BMAL1 humano (gen ARNTL), validado para WB y ELISA. Detecta BMAL1 endógeno en especies humanas, de ratón y de rata. Reactivo clave para estudios de ritmo circadiano, metabolismo e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BMAL1
Observaciones/Alias	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	406
GeneID	406
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de BMAL1 humano (000327))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000327
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo