

Anticuerpo Policlonal Anti-Bmal1 Para Wb, Elisa - 000327

Número de artículo: CM0022082



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-BMAL1 de alta calidad (Conejo), validado para WB y ELISA, con reactividad frente a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del ritmo circadiano y aplicaciones de DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BMAL1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	406
GeneID	406
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-510 de BMAL1 humano (NP_001284648.1).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O00327
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo