


Anticuerpo Policlonal Anti-Bmi1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35226

Número de artículo: CM0015006



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bmi1 humano (PCGF4/RNF51), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Objetivo: proteína del complejo Polycomb BMI-1, un regulador de la cromatina implicado en la represión génica y el mantenimiento de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Bmi1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCGF4; RNF51; FLV12/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	648
ID de gen	648
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-326 de Bmi1 humano (NP_005171.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P35226
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo