


Anticuerpo Policlonal Anti-Bmi1 Para Wb, Ip, Elisa - P35226

Número de artículo: CM0015782



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Bmi1 humano (PCGF4/RNF51), una proteína central del grupo Polycomb. Validado para WB, IP, ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bmi1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Especie	Humano
ID del Gen	648
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de Bmi1 humano (NP_005171.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35226
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo