


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bmi1 Para Wb, Elisa - P35226

Número de artículo: CM0002611



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína BMI-1 del complejo Polycomb humano (Bmi1, PCGF4). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y rata. ~37kDa, clave para investigación en remodelación de cromatina y silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Bmi1
Observaciones/Alias	PCGF4, RNF51, FLVI2/BMI1, flvi-2/bmi-1, Bmi1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	648
GeneID	648
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 227-326 de Bmi1 humano (P35226)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P35226
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo