


Anticuerpo Policlonal Anti-Bmp1 Para If/Icc, Elisa - P13497

Número de artículo: CM0019263



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BMP1 (pAb) para muestras humanas, validado en IF/ICC y ELISA. Dirigido contra la procollagen C-proteinase, implicada en la formación de la MEC y la reparación ósea. Adecuado para estudios de biología de la matriz y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra BMP1
Observaciones/alias	PCP; TLD; OI13; PCP2; PCOLC; BMP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	649
GeneID	649
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 725-986 de BMP1 humana (NP_006120.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13497
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo