

Anticuerpo Policlonal Anti-Bmp10 Para Wb, Elisa - 095393

Número de artículo: CM0017009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BMP10 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigar el desarrollo cardíaco, la migración de células endoteliales y la señalización BMP. Inmunógeno recombinante, peso molecular predicho de 48 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMP10 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BMP10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27302
GeneID	27302
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-316 de BMP10 humano (NP_055297.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	095393
Peso Proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo