


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bmp2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12643

Número de artículo: CM0010144



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la BMP2 humana para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Adecuado para estudios de morfogénesis ósea, osteogénesis y señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-BMP2 de conejo
Observaciones/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	650
GeneID	650
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12643
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo