

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bmp2 Para Wb, Elisa - P12643

Número de artículo: CM0018057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BMP2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Una herramienta de investigación clave para investigar la osteogénesis, la señalización de proteínas morfogénicas óseas y los procesos del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	BMP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	650
GeneID	650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 del BMP2 humano (NP_001191.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12643
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo