

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bmp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12643

Número de artículo: CM0013079



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BMP2 de alta calidad validado para Western blot, IHC, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en osteogénesis y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BMP2
Observaciones/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	650
GeneID	650
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 283-396 de BMP2 humano (NP_001191.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12643
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo