

Anticuerpo Policlonal Anti-Bmp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12645

Número de artículo: CM0027446



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BMP3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Dirigido a BMP3 humano (P12645), reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en desarrollo óseo y señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BMP-3A; BMP3
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	651
ID del Gen	651
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 243-472 de BMP3 humano (NP_001192.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12645
Peso de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo