

Anticuerpo Policlonal Anti-Bmp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Número de artículo: CM0013390

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BMP4 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización TGF-beta, la biología del desarrollo y la osteogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMP4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOP56; BMP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	652
GeneID	652
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del BMP4 humano (NP_001193.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12644
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo