

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bmp4 Para Wb Y Elisa - P12644

Número de artículo: CM0002434

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BMP4 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. La proteína morfogénica ósea 4 es un miembro de la superfamilia TGF-beta involucrado en el desarrollo y la osteogénesis. Disponible en CamelBio, su socio integral de materia prima para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BMP4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	652
ID de gen	652
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de la BMP4 humana (NP_001193.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12644
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo