

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bmp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Número de artículo: CM0003433

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BMP4 validado para Western blot, IHC (parafina), IF/ICC y ELISA; detecta específicamente el BMP4 humano, un factor de crecimiento TGF-beta esencial para el desarrollo, la osteogénesis y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMP4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, BMP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	652
GeneID	652
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 309-408 del BMP4 humano (P12644).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P12644
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo