

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bmp5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22003

Número de artículo: CM0029203

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra BMP5 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta BMP5 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de señalización de proteínas morfogénicas óseas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BMP5
Observaciones/Alias	BMP5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	653
ID del Gen	653
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 317-454 de BMP5 humano (NP_066551.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22003
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo