


## Anticuerpo Policlonal Anti-Bmp6 Para If/Icc Y Elisa - P22004

Número de artículo: CM0018568



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BMP6 humano, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Reacciona con BMP6 humano y de ratón (57 kDa). Ideal para estudios de desarrollo óseo y metabolismo del hierro.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | BMP6 Conejo pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | IO; VGR; VGR1; BMP6                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 654                                                                                                                               |
| GeneID              | 654                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 375-513 de BMP6 humano (NP_001709.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                     |
| SWISS               | P22004                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 57kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |