


Anticuerpo Policlonal Anti-Bmp6 Para Wb Y Elisa - P22004

Número de artículo: CM0025938



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra BMP6 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en desarrollo óseo, metabolismo del hierro y señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMP6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	654
GeneID	654
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 375-513 de BMP6 humano (NP_001709.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22004
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo