


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bmp7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18075

Número de artículo: CM0017104



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BMP7, validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización TGF-beta, el desarrollo y la osteogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OP-1; BMP7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	655
GeneID	655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-251 de BMP7 (NP_001710.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18075
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo