

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bmpr1A Para Wb, Elisa - P36894

Número de artículo: CM0022602



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BMPR1A (ALK3/CD292) para aplicaciones de WB y ELISA, reactivo en humanos, ratones y ratas. Útil para investigar la señalización del receptor de BMP, el desarrollo esquelético y las vías de las proteínas morfogenéticas óseas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra BMPR1A
Observaciones/Alias	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPR1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	657
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-200 de BMPR1A humano (NP_004320.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P36894
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo