


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bmpr1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000238

Número de artículo: CM0023181



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BMPR1B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de señalización de proteínas morfogénicas óseas y diferenciación de condrocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMPR1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293, BMPR1B
Especie	Humano
ID de Gen	658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del BMPR1B humano (NP_001194.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00238
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo