

Anticuerpo Policlonal Conejillo Anti-Bmpr2 - Q13873

Número de artículo: CM0021602



Introducción

Anticuerpo anti-BMPR2 de conejo de alta calidad para uso en investigación. Validado en WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce el receptor de BMP tipo II (BMPR-II) humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante (aa27-150).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejillo BMPR2
Observaciones/Alias	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	659
GeneID	659
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-150 del BMPR2 humano (NP_001195.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13873
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo