

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bms1 Para Wb, Elisa - Q14692

Número de artículo: CM0016441



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BMS1 humano (homólogo de la proteína BMS1 de biogénesis ribosómica). Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 146 kDa; ideal para estudios nucleolares y de ensamblaje ribosómico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BMS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACC; BMS1L; BMS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9790
GeneID	9790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-900 de BMS1 humano (NP_055568.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14692
Peso molecular de la proteína	146 kDa
Envío	Bolsa de hielo