


Anticuerpo Policlonal Anti-Bmx Para Wb, Elisa - P51813

Número de artículo: CM0025857



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BMX (ETK, PSCTK2, PSCTK3), validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudiar transducción de señales, angiogénesis y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMX Conejo pAb
Observaciones/Alias	ETK; PSCTK2; PSCTK3; BMX
Especie	Humano
GeneID (humano)	660
GeneID	660
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de BMX humano (NP_001712.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51813
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo