

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bnip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12981

Número de artículo: CM0012748

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a BNIP1 (SEC20) humano para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre estrés del retículo endoplásmico, apoptosis y autofagia mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	BNIP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NIPI; SEC20; TRG-8; BNIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	662
GeneID	662
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del BNIP1 humano (Q12981)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q12981
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo