

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bnip1 Para Wb Y Elisa - Q12981

Número de artículo: CM0028522

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína BNIP1 humana (SEC20/NIP1). Adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada contra ratón y rata. Apoya la investigación sobre la fusión de membranas del retículo endoplásmico, la apoptosis y la autofagia mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BNIP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Especie	Humano
GenelD (humano)	662
GenelD	662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del BNIP1 humano (NP_001196.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12981
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo