

Anticuerpo Policlonal Anti-Bnip2 Para Wb Y Elisa - Q12982

Número de artículo: CM0024784

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BNIP2 humano, una proteína interactuante con BCL-2/E1B de 19 kDa implicada en la supresión de la apoptosis. Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Peso molecular predicho 36 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BNIP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NIP2; BNIP-2; BNIP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	663
ID de Gen	663
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-280 de BNIP2 humano (NP_004321.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12982
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo