


Anticuerpo Policlonal Anti-Bnip3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12983

Número de artículo: CM0030765



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BNIP3 humano, validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de apoptosis, autofagia y control de calidad mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BNIP3 Rabbit pAb
Notas/Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	664
GeneID	664
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-120 de BNIP3 humano (NP_004043.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12983
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo