

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bnip3 Para If/Icc Y Elisa - Q12983

Número de artículo: CM0015112



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a BNIP3 humano, validado para IF/ICC y ELISA. Ideal para investigar la apoptosis, el control de calidad mitocondrial y las interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo BNIP3                                                                                                              |
| Observaciones/Alias           | NIP3; HABON; BNIP3                                                                                                               |
| Especie                       | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)               | 664                                                                                                                              |
| GeneID                        | 664                                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de BNIP3 humano (NP_004043.3) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación                    | IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                                                           |
| SWISS                         | Q12983                                                                                                                           |
| Peso Molecular de la Proteína | 22kDa                                                                                                                            |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                   |