

Anticuerpo Policlonal Anti-Bnp Para Wb, If, Ihc, Elisa - P16860

Número de artículo: CM0020551



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra BNP detecta la hormona cardíaca BNP en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Ideal para investigaciones cardiovasculares y renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BNP pAb de conejo
Observaciones/Alias	BNP; Iso-ANP
Especie	Humano
GenelD (humano)	4879
GenelD	4879
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16860
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo