

Anticuerpo Monoclonal Anti-Bob1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16633

Número de artículo: CM0010519



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra BOB1 (POU2AF1) humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional en células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo contra BOB1
Observaciones/Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5450
ID del gen	5450
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 150-250 de BOB1 humano (NP_006226.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16633
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo