


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bok De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Umx3

Número de artículo: CM0006990



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a BOK humano (proteína ovárica asesina relacionada con Bcl-2). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y vías mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-BOK
Observaciones/Alias	BOKL; BCL2L9; BOK
Especie	Humano
GeneID (humano)	666
GeneID	666
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UMX3
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo