


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bok Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Umx3

Número de artículo: CM0020643



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a BOK (BCL2L9) humano. Aplicable en WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación en apoptosis y oncología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | BOK Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | BOKL; BCL2L9; BOK                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (Humano) | 666                                                                                                                              |
| ID del gen          | 666                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de BOK humano (NP_115904.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q9UMX3                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 23 kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |