


Anticuerpo Policlonal Anti-Bola3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53S33

Número de artículo: CM0024332



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BOLA3 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de ensamblaje de clústeres Fe-S mitocondriales y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BOLA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MMDS2; BOLA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	388962
GeneID	388962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-68 de BOLA3 humano (NP_997717.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53S33
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo