

Anticuerpo Policlonal Anti-Boll Para Wb, Elisa - Q8N9W6

Número de artículo: CM0027803

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BOLL (BOULE) humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta BOLL en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación sobre espermatogénesis y proteínas de unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	BOLL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BOULE; BOLL
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	66037
ID de Gen	66037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de BOLL humano (NP_149019.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N9W6
Peso Molecular	31kDa
Envío	Bolsa de hielo