

Anticuerpo Monoclonal Anti-Boule/Boll Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8N9W6

Número de artículo: CM0012261

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra BOLL (BOULE) humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en espermatogénesis y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo BOULE/BOLL
Observaciones/Alias	BOULE
Especie	Humano
GeneID (humano)	66037
GeneID	66037
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de BOLL humano (NP_932074.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N9W6
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo